



OENOLAB

OENO TITRATOR

OENOLAB DIAGNOSTICS

3, quai de la Floride
64700 Hendaye
France

Tel. 05 59 63 89 54
Email: labo@oenolab.com
www.oenolab.com

SIMPLE

FIABLE

DURABLE



PASSEUR D'ÉCHANTILLONS

Nombre de positions: 15 béchers de 50 ml

Spécialement conçu pour l'analyse œnologique

Volume pour démarrer le titrage: 20 ml

Vitesse: 1 à 2 minutes par échantillon

Rinçage: programmable entre les titrages

Calibration: automatique en 2 points

Dimensions (L x l x H) : 53 x 38 x 40 cm

Poids: 5 kg

STATION DE TITRAGE AUTOMATIQUE

Livré prêt à l'emploi pour la détermination de l'acidité totale et du pH:

- Burette 25 ml
- Electrode pH
- Jeu de tuyau
- Tête de titrage
- Vanne 3 voies
- Agitateur à vitesse variable
- Imprimante thermique
- Bouteille de 1 litre

Interface ultra simple

Possibilité de définir et mémoriser de nouveaux programmes.

Travail en point final ou point d'équivalence

Dimensions (L x l x H) : 30 x 25 x 47 cm

Poids: 4 kg